

Kontinuerlig support med én hånd

Wheeleo giver en kontinuerlig support med én hånd.

- sikker, stabil og flydende gang
- moderne og kompakt design med justérbar højde
- brugervenlig og altid tæt ved hånden.

Wheeleo er en blanding af rollatoren og en flerpunktsstok, og beskrives bedst som en "énhånds-rollator".

Den rullende 4-punktsstok yder en ubesværet og flydende gang, som opnås ved brug af en rollator, kombineret med det kompakte og stabile design fra en almindelig flerpunktsstok.

Dette lethåndterlige ganghjælpemiddel med fire massive gummihjul giver en sikker og stabil gang uden at gå på kompromis med mobiliteten.

Den kan derfor være ideel for personer med udfordringer af forskellige slags, for eksempel:

- Rehabilitering efter skader / sygdom, såsom slagtilfælde
- Problemer med muskelsvaghed, kramper, gigt e.l.
- Funktionsnedsættelser
- Personer med lammelse i den ene side (hemiplegi)
- Handicap der involverer hånden eller armen
- Personer med synsforstyrrelser

HANDIGOOD

- den hjælpende hånd!

 **Wheeleo**[®]
One hand for autonomy



- ny generation af ganghjælpemidler
- unik innovation

Autonomi og bevægelse

Selvstændighed i hverdagen er uvurderlig.

Wheeleo er mindre og lettere end en rollator, og derfor nemmere at håndtere i trange omgivelser. En konstant jordkontakt betyder, at brugeren ikke skal løfte stokken mellem hvert skridt.

Det giver en hurtigere og mere glidende bevægelse, sammenlignet med brugen af en almindelig firbenet stok.



Wheeleo kan være med til at skabe en behageligere og sundere livsstil.

Med formindsket gangbesvær muliggøres også en optimal rehabilitering efter operationer eller lignende.



I en undersøgelse* af Wheeleo vises en generel øget tilfredshed blandt brugere sammenlignet med brugere af en traditionel flerpunktsstok. Undersøgelsen viser også en 22 % forøgelse i ganghastighed ved spontan bevægelse for personer med hemiplegi, samt en 50 % forøgelse af ganghastighed ved 6-minutters gåtests.

**Centre Neurologique William Lennox, Deltobe, T. (2020). Gait improvement in adults with hemiparesis using a rolling cane: A cross-over trial. Journal of Rehabilitation Medicine, Vol 52, Issue 7.*

Sikkerhed i hverdagen

Et fald kan betyde alvorlige fysiske og psykiske konsekvenser. Undgå unødvendig risici med en sikker og betrykkende løsning. På grund af dets rullende design, vil Wheeleo altid være placeret i den rigtige position.

Ved nedadgående tryk vil Wheeleo altid køre fremad i stedet for at tilte, på samme vis som en rollator. Mister brugeren balancen, vil brugeren automatisk skubbe stokken i en naturlig position uden at skulle løfte den fra jorden.

Egenskaber

- Gummihjul: 100 mm, kan dreje 360°
- Højdejustering: 77,5 cm - 101,5 cm
- Dimensioner: 38 x 42 cm
- Vægt: 3,4 kg
- Max. brugervægt: 120 kg

“Det er ligesom altid at have en person ved min side til at hjælpe mig på vej. En rigtig makker! Og så betrykkende”
[brugerudtalelse]

Kontaktinformation

HandiGood.dk
Edith Refsgaard Gosvig
+45 22783040
info@handigood.dk
HMI-nr. 130211

@handigood



Scan QR-koden og se en demonstration af Wheeleo på HandiGoods YouTube-kanal



**HANDI
GOOD**